





KWC

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico con leva

Modell-Linie: F4 | F4LT1003

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando



KWC-No.

2030067801

2030068120

con connessione

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico a bordo lavabo DN 15 per bagni in strutture sanitarie-assistenziali, lunghezza della leva di 148 mm. Cartuccia di miscelazione a comando termostatico con elemento a espansione, a prova di riflusso, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco antitorsione regolabile e tecnologia a dischi ceramici. Senza valvola antiritorno per una igiene ottimizzata dell'acqua potabile. Cappuccio della leva ergonomico, leggermente arcuato nella parte anteriore e rivestito in

grigio basalto, secondo il principio dei due sensi (tattile e visivo). Da collegare ad acqua calda e fredda mediante tubi flessibili inclusi i filtri. Forma del rubinetto ottimizzata per la pulizia, costruzione interamente metallica, corpo in ottone a basso contenuto di piombo (= 0,2%) superficie cromata, con collettore a volume ridotto senza rivestimento di nichel. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato 8,0 l/min, sporgenza 135 mm. Con kit piletta con leva G 1"1/4 cromato.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
De-pressurizzato
ATT-WS-FILTER
Principio di funzionamento
Diametro mandata
Dimensione mandata
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Tipologia della miscelazione
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Finitura della superficie
ATT-WS-SURTREATFIT
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia sapone

No
No
Si
Manuale
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Ottone
1
Con termostato
Si
No
Fissato
Cromato
POLISHED
No
Si
TAPHOLE
Comando manuale
PILLAR-TAB



KWC

F4LT-Med Miscelatore monocomando termostatico con leva

Modell-Linie: F4 | F4LT1003
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.13
ATT-WS-WATCON	HOSE

Accessori opzionali



Protezione antitorsione
2030041324
ACLM1009